


Liste de compatibilité LABSIDE

Les bibliothèques Labside sont compatibles avec les logiciels de CAD : **Exocad®**, **3Shape** et **CARES Visual / Straumann Nova**.
Le Model Creator est inclus dans toutes les bibliothèques associées aux transferts numériques DT et MDT.

Les bibliothèques pour **Exocad®**, **3Shape** peuvent être téléchargées depuis www.anthogyr.com section : [DIGITAL / LABSIDE](#)
Les bibliothèques **CARES Visual / Straumann Nova** sont automatiquement installées dans la mise à jour intégrée.
Pour **Dental Wings®** (Licence à vie), veuillez contacter le support du groupe Straumann dans votre pays.

- Avant toute installation:**
- . Désinstaller les précédentes versions de bibliothèques
 - . Identifier le logiciel CAD et sa version
 - . Identifier la gamme des composants



Gammes CAD-CAM Labside			Flux avec empreinte intra-orale (SIO)				Flux avec empreinte conventionnelle		Exocad®				3Shape® Dental System			
Type	Plateformes implantaires	Indexé -> (Unitaire)	Transferts numériques pour SIO		Gamme HealFit® SH Compatible	Analogues pour modèle imprimé au laboratoire	Scan-Adapters pour scanner de laboratoire	Analogues pour modèle en plâtre	Exocad® versions Rijeka ou antérieur	Exocad® version Elefsina	Pour utilisation avec HealFit® SH		** Version de votre logiciel : 2021, 2022, 2023 disponible	Pour utilisation avec HealFit® SH		
		Rotationnel -> (Plural)									Exocad® versions Rijeka ou antérieur	Exocad® version Elefsina		** Version de votre logiciel : 2021, 2022, 2023 disponible	3Shape® version 2024	
X-Base®	X-Base® Axiom BL	Axiom BL	Unitaire	152-27-DT	152-27-MDT	HealFit® SH BL	152-27-PA	152-27-SAA	OPIA100	*XBase_exoCAD_V3.00.00	*XBase_exoCAD_V3.01.00	*HealFit SH_BL_exoCAD_V1.00.00	*HealFit SH_BL_exoCAD_V1.01.00	*XBase_202**_3Shape_V3.00.00	*HealFitSH_BL_202**_3Shape_V1.00.00	*HealFitSH_BL_2024_3Shape_V1.01.00
	X-Base® Multi-Unit	Multi-Unit N	Plural	151-04-DT-MUN	151-04-MDT		151-04-PA	151-04-SAO	MUNA100							
		Multi-Unit R	Plural	151-03-DT-MU	151-03-MDT		151-03-PA	151-03-SAO	MUA100							
	X-Base® Axiom TL	Axiom TL N	Unitaire	156-01-DT	156-01-S-MDT	HealFit® SH TL	156-01-PA	156-0X-SAA	TA100-N			*HealFit SH_TL_exoCAD_V1.00.00	*HealFit SH_TL_exoCAD_V1.01.00		*HealFitSH_TL_202**_3Shape_V1.00.00	*HealFitSH_TL_2024_3Shape_V1.01.00
		Axiom TL R	Unitaire	156-02-DT	156-02-S-MDT	HealFit® SH TL	156-02-PA	156-0X-SAA	TA100-R							
		Axiom TL N	Plural	156-01-DT-IL	156-01-S-MDT	HealFit® SH TL	156-01-PA	156-0X-SAO	TA100-N							
Axiom TL R	Plural	156-02-DT-IL	156-02-S-MDT	HealFit® SH TL	156-02-PA	156-0X-SAO	TA100-R									
Flexibase®	FlexiBase® Axiom BL	Axiom BL	Unitaire	152-27-DT	152-27-MDT	HealFit® SH BL	152-27-PA	152-27-SAA	OPIA100	*Flexibase_exoCAD_V3.00.00		*HealFit SH_BL_exoCAD_V1.00.00	*HealFit SH_BL_exoCAD_V1.01.00	*Flexibase_202**_3Shape_V3.00.00	*HealFitSH_BL_202**_3Shape_V1.0X.00	*HealFitSH_BL_2024_3Shape_V1.01.00
	FlexiBase® Multi-Unit	Multi-Unit N	Plural	151-04-DT-MUN	151-04-MDT		151-04-PA	151-04-SAO	MUNA100							
		Multi-Unit R	Plural	151-03-DT-MU	151-03-MDT		151-03-PA	151-03-SAO	MUA100							
	FlexiBase® Axiom TL	Axiom TL N	Unitaire	156-01-DT	156-01-S-MDT	HealFit® SH TL	156-01-PA	156-0X-SAA	TA100-N			*HealFit SH_TL_exoCAD_V1.00.00	*HealFit SH_TL_exoCAD_V1.01.00		*HealFitSH_TL_202**_3Shape_V1.00.00	*HealFitSH_TL_2024_3Shape_V1.01.00
		Axiom TL R	Unitaire	156-02-DT	156-02-S-MDT	HealFit® SH TL	156-02-PA	156-0X-SAA	TA100-R							
		Axiom TL N	Plural	156-01-DT-IL	156-01-S-MDT	HealFit® SH TL	156-01-PA	156-0X-SAO	TA100-N							
Axiom TL R	Plural	156-02-DT-IL	156-02-S-MDT	HealFit® SH TL	156-02-PA	156-0X-SAO	TA100-R									
PreFace®	PreFace® Axiom BL	Axiom BL	Unitaire	152-27-DT	152-27-MDT	HealFit® SH BL	152-27-PA	152-27-SAA	OPIA100	*Preface_exoCAD_V3.00.00		*HealFit SH_BL_exoCAD_V1.00.00	*HealFit SH_BL_exoCAD_V1.01.00	*_Preface_202**_3Shape_V3.00.00	*HealFitSH_BL_202**_3Shape_V1.00.00	*HealFitSH_BL_2024_3Shape_V1.01.00
	PreFace® Axiom TL	Axiom TL N	Unitaire	156-01-DT	156-01-S-MDT	HealFit® SH TL	156-01-PA	156-0X-SAA	TA100-N			*HealFit SH_TL_exoCAD_V1.00.00	*HealFit SH_TL_exoCAD_V1.01.00		*HealFitSH_TL_202**_3Shape_V1.00.00	*HealFitSH_TL_2024_3Shape_V1.01.00
		Axiom TL R	Unitaire	156-02-DT	156-02-S-MDT	HealFit® SH TL	156-02-PA	156-0X-SAA	TA100-R							

*Anthogyr_Labside_