

The background is a vibrant cosmic scene with a blue and purple nebula, stars, and a ringed planet in the bottom right. A large, metallic, segmented space probe is the central focus, emitting a bright light from its rear. Above it is a large, glowing planet with a purple and blue gradient. The text 'axiomx3' is at the top, and 'Anthogyr' is at the bottom.

axiomx3[®]

A U - D E L À D E S F R O N T I È R E S

Anthogyr
A Straumann Group Brand

A hand, possibly a prosthetic or robotic one, is shown reaching out from the left side of the frame. The background is a vibrant, cosmic scene with swirling blue and purple nebulae and distant stars. In the lower right, a detailed dental implant is shown, featuring a threaded upper section and a fluted, tapered lower section. The overall composition suggests a futuristic or advanced medical theme.

DÉCOUVREZ UN NOUVEAU TYPE DE SOLUTION IMPLANTAIRE...

axiomx3[®]

Explorez de nouveaux territoires, relevez de nouveaux défis implantaire pour toujours mieux répondre aux besoins de tous vos patients.

Une réponse holistique adaptée à la diversité clinique, dans le respect et la préservation de l'environnement le plus précieux : l'os.

Bénéficiez de toujours plus d'avantages : simplification de vos actes, protocoles agiles et adaptés en fonction des indications, et notamment des traitements immédiats.

À vos côtés, quel que soit votre défi quotidien, Axiom[®] X3 offre une réponse clinique performante, une expérience nouvelle, au-delà de vos frontières.

Anthogyr
A Straumann Group Brand

01

Ancrage osseux universel

Profitez d'un design performant pensé pour un **ancrage universel** quelles que soient les densités osseuses

- Conçu pour réduire les contraintes dans les os durs avec une séquence d'instruments minimale
- Protocole de forage flexible pour une stabilité supplémentaire dans les os tendres
- Protocoles adaptés aux traitements immédiats

ENTREZ DANS DE NOUVEAUX MONDES

02

Préservation osseuse

Plus de place pour l'os, moins de contraintes d'insertion notamment en os dur, optez pour une ostéotomie efficace

- Une préservation de 52% de matière osseuse en comparaison avec un protocole classique*
- Des protocoles de forage peu invasifs et flexibles, moins de forets, pas de taraud :

BONE IS GOLD !

*Dans les os tendres, en moyenne, 52 % de l'os est préservé par rapport au protocole Axiom® REG - test interne.

03

Guidage maîtrisé

Plus qu'une insertion puissante : allez où vous voulez aller !

- Faites le choix d'un guidage et d'une insertion optimale
- Conçu pour un engagement dynamique et une stabilité efficace, adaptés à la diversité des situations cliniques, y compris les traitements immédiats



axiom^{x3}®

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

Finesse du filet

Insertion facilitée

Alternance des longueurs de filet

*Préservation de l'os
Réduction des efforts d'insertion en os dur
Guidage latéral*

3 rainures de coupe bi-directionnelles

*Engagement dynamique sur toute la hauteur de l'implant
Correction de l'axe d'insertion*

Apex fin

Pour un engagement facilité dans les lits implantaires étroits

BONE CARE DESIGN
BREVETÉ



Connexion conique unique

*Commune à
Axiom® Bone Level - Ø 2.7 mm*

Diamètre de col réduit


Moins de tension corticale

Profil conique

Stabilité primaire renforcée dans les os tendres

Apex arrondi

Protection de la membrane sinusienne



04

La continuité rencontre l'innovation

Appréciez l'écosystème Axiom®, pour une implantologie efficace

- Une connexion conique unique pour simplifier les étapes prothétiques
- Un seul kit de chirurgie, commun à tous les implants Axiom®
- Intégration dans la plupart des plateformes et des flux numériques
- Accès à la prothèse personnalisée Simeda®

La confiance Axiom®, près de 15 ans de recul et de succès clinique

05

Une réponse aux besoins de vos patients

Proposez des options thérapeutiques actuelles pour mieux répondre aux exigences de vos patients, quelle que soit leur situation clinique

- Pensé pour réduire les temps de chirurgie
- Des protocoles peu invasifs, des plans de traitements courts à immédiats
- Conçu pour couvrir un large spectre d'indications



Anthogyr
A Straumann Group Brand

PLUS QU'UN IMPLANT
UN NOUVEL UNIVERS



EXPLOREZ
DE NOUVEAUX
MONDES

RESTONS
CONNECTÉS !



anthogyr.fr

Anthogyr
A Straumann Group Brand