

The background of the advertisement is a vibrant, cosmic scene. It features a deep blue and purple space filled with glowing nebulae in shades of red, orange, and yellow. Numerous stars of varying brightness are scattered throughout. In the upper center, a large, dark planet with a prominent ring system is visible. In the lower right, a smaller planet with a ring system is partially shown. The overall atmosphere is one of vastness and futuristic exploration.

axiomx3[®]

G A A T V E R D E R



Anthogyr
A Straumann Group Brand

The background of the advertisement is a vibrant, cosmic scene with swirling blue and purple nebulae and scattered white stars. In the upper left, a dark, skeletal hand reaches out towards the center. In the lower right, a detailed dental implant is shown, featuring a threaded upper section and a fluted lower section. The overall composition suggests a journey into new territory, aligning with the 'axiomX3' branding.

axiomX3[®]

Verken nieuw terrein en speel beter in op de behoeften van uw patiënten: ga de uitdaging aan met een nieuw implantaatsysteem.

Een holistisch ontwerp aangepast aan klinische diversiteit, met respect voor en behoud van het meest kostbare weefsel: bot.

En er zijn nog veel meer voordelen: procedures worden eenvoudiger en u kunt flexibele, aangepaste protocollen bieden die vooral nuttig zijn bij immediate behandelingen.

Wat uw dagelijkse uitdagingen ook zijn, de klinische resultaten zullen uitstekend zijn en de ervaringen grensverleggend.

**ONTDEK EEN
NIEUW IMPLANTAAT-
SYSTEEM...**

Anthogyr
A Straumann Group Brand

01

Universele primaire stabiliteit

Ervaar de topprestaties van dit ontwerp voor **universele primaire stabiliteit** in elke botdichtheid

- Minder frictie in hard bot en slechts een minimaal aantal verschillende instrumenten nodig
- Flexibel boorprotocol voor extra primaire stabiliteit in zacht bot
- Aangepaste protocollen passend bij immediate behandeling

BETREED NIEUWE WERELDEN

02

Botbehoud

Meer ruimte voor het bot waardoor plaatsen in hard bot minder kracht kost, zonder dat dit ten koste gaat van stabiliteit en de osteotomie

- Axiom X3® levert een winst in botbehoud op van 52% vergeleken met een klassiek protocol*
- Minimaal invasieve protocollen met flexibel boorprotocol, minder boren, GEEN tap:

BOT IS GOUD

*In zacht bot is de winst in botbehoud gemiddeld 52% vergeleken met het Axiom® REG-protocol (interne test).

03

Gecontroleerde geleiding

Meer dan een krachtige insertie: recht op uw doel af!

- Kies voor een optimale geleiding en plaatsing
- Ontwikkeld voor dynamische fixatie en maximale stabiliteit, geschikt voor alle indicaties, inclusief immediate behandelingen



axiomx3®

GAAT VERDER

Dun schroefdraad

Gemakkeliere plaatsing

Wisselende schroefdraadlengte

Botbehoud Minder insertiekracht Laterale geleiding

3 bidirectionele snijgroeven

Dynamische fixatie over de gehele implantaathoogte Insertiecorrectie

Smalle apex

Efficiënte fixatie in smalle preparaties

BOTSPAREND ONTWERP BREVETÉ

Eén conische verbinding

Gelijk aan Axiom® Bone Level – Ø 2,7 mm

Smallere halsdiameter

Minder spanning corticaal

Taps toelopend profiel

Optimale primaire stabiliteit in zacht bot

Afgeronde apex

Bescherming van sinusmembraan



04

Frictieloze integratie

Ervaar het gemak van het Axiom®-ecosysteem, ontworpen voor efficiënte implantologie

- Een unieke conische verbinding ter vereenvoudiging van de prothetische mogelijkheden
- én chirurgische kit, universeel voor alle Axiom®-implantaten
- Integratie mogelijk in de meeste digitale platformen en systemen
- Te gebruiken met op maat gemaakte prothetiek van Simea®


De betrouwbaarheid van Axiom®: bijna 15 jaar aan klinische ervaring en successen

05

Speel in op patiëntbehoeften

Voldoe aan de wensen van uw patiënten: bied hun **moderne therapeutische opties**, ongeacht de klinische situatie

- Gericht op besparing van stoeltijd, minimaal invasieve protocollen, waaronder immediate behandelingen
- Speciaal ontwikkeld voor een verscheidenheid aan indicaties



Anthogyr
A Straumann Group Brand

MEER DAN EEN IMPLANTAAT
EEN NIEUW UNIVERSUM



Foto's: Anthogyr – Alle rechten voorbehouden. De producten kunnen in werkelijkheid verschillen.

C720_NL – 2022-04

ONTDEK NU
NIEUWE WERELDEN

BLIJF OP DE
HOOGTE!



anthogyr.nl

Anthogyr
A Straumann Group Brand